목적 초분자 결정 합성 Cobalt(Ⅱ) chloride (CoCl ₂ ·6H ₂ O), N,N-Dimethylformamide(DMF), Ether 1) 100 mL 삼각플라스크에 1 mmol CoCl ₂ ·6H ₂ O (O.238g)를 DMF 2O mL에 완전히 녹인 → 만약에 녹지 않은 Cobalt Chloride가 있다면 중력여과 후에 사용한다.	5 7 0 위면	Recrystallization of CoCl ₂ •6H ₂ O in DMF
1) 100 mL 삼각플라스크에 1 mmol CoCl₂·6H₂O (O.238g)를 DMF 2O mL 에 완전히 녹인 → 만약에 녹지 않은 Cobalt Chloride가 있다면 중력여과 후에 사용한다.	목적	초분자 결정 합성
→ 만약에 녹지 않은 Cobalt Chloride가 있다면 중력여과 후에 사용한다.	KIQ!	Cobalt(II) chloride (CoCl ₂ ·6H ₂ O), N,N-Dimethylformamide(DMF), Ether
→ 만약에 녹지 않은 Cobalt Chloride가 있다면 중력여과 후에 사용한다.		
→ 만약에 녹지 않은 Cobalt Chloride가 있다면 중력여과 후에 사용한다.		
→ 만약에 녹지 않은 Cobalt Chloride가 있다면 중력여과 후에 사용한다.		
→ 만약에 녹지 않은 Cobalt Chloride가 있다면 중력여과 후에 사용한다.		1) 100 ml. 산간플라스크에 1 mmol CoClo·6HoO (O 238a)를 DMF 2O ml 에 와정히 높이다
(반드시 제대로 녹았는지 확인하고 이후 단계로 넘어간다.)		(반드시 제대로 녹았는지 확인하고 이후 단계로 넘어간다.)
2) Vial에 labeling 하여 1인당 1개씩 준비한다.		2) Vial에 labeling 하여 1인당 1개씩 준비한다.

- 3) 1)에서 녹인 용액을 5mL씩 vial에 담는다.
 - ※ 벽면을 이용하여 조심스럽게 넣어준다.
- 4) **괴량의 Et₂O**(≥ **10mL**)를 조심스럽게 <u>층이 생기도록</u> 2)의 용액 위에 부어준다.
 - → 일회용 스포이드를 이용하여 벽면을 타고 천천히 흘러내리도록 넣어준다.

실 항 방 법



- 5) 냉동실에 3일 이상 보관한다.
 - → 용액의 층을 만들어 준 이후에는 최대한 흔들리지 않아야 결정이 잘 생성된다.
- 6) 약 5일 이후 vial에 푸른색의 결정이 생성되었는지 확인한다.
 - → 가능한 늦게 확인하는 것이 좋음. 육안 확인.